

E 353

Mocowanie

z regulacją wysokości, do optymalnego pozycjonowania szkła labor. na dyszach.



- Dla dyszy iniekcyjnej E 351
- Mocowanie z regulacją wysokości
- Dla np. butelek, kolb Erlenmeyera i kolb okrągłych

EAN: 4002511117099 / Numer materiału: 03809530 / Stary numer materiału: 69735301D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Pozostałe akcesoria	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Drut, rilsanowany, Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna, Biały
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	100
Ciężar netto w kg	0,03
Ciężar brutto w kg	0,04