

E 354

Mocowanie

z regulacją wysokości, do optymalnego pozycjonowania szkła labor. na dyszach.



- Dla dyszy iniekcyjnej E 352
- Mocowanie z regulacją wysokości
- Dla np. butelek, kolb Erlenmeyera i kolb okrągłych

EAN: 4002511117105 / Numer materiału: 03809540 / Stary numer materiału: 69735401D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany, Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,05