

E 362

Śruba zaślepiająca

do zamknięcia śrubunków na nośnikach ładunku.



- Gwint M 8 x 1

EAN: 400251117136 / Numer materiału: 03809630 / Stary numer materiału: 69736201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•

E 362

Śruba zaślepiająca

do zamknięcia śrubunków na nośnikach ładunku.

EAN: 400251117136 / Numer materiału: 03809630 / Stary numer materiału: 69736201D



<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	14
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Średnica w mm	10
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,01