

E 364

Wkład

do optymalnego umieszczenia 36 smoczków z kołnierzem



- Do umieszczenia 36 smoczków z szeroką szyjką
- Wyposażone w 36 przegródek po 44 mm x 44 mm
- Składana i zamykana pokrywka

EAN: 4002511116290 / Numer materiału: 03809640 / Stary numer materiału: 69536401D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Inny wkład	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	36
Szerokość przegródek w mm	44
Długość przegródek w mm	44
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	77
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	215
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	460
Ciężar netto w kg	1,48
Ciężar brutto w kg	1,91