

E 367

Wózek

do optymalnego umieszczenia materiałów intubacyjnych.



- 20 dysz  $\varnothing$  2,5 x 30 mm, 25 dysz  $\varnothing$  4,0 x 30 mm (5 luzem)
- 40 zacisków sprężynowych dla dysz
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002511116337 / Numer materiału: 03809710 / Stary numer materiału: 69536701D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi anestezyjologicznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	490
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	6,20
Ciężar brutto w kg	10,00