


E 373

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi laryngologicznych.

EAN: 4002511116405 / Numer materiału: 03809790 / Stary numer materiału: 69537301D



- Wielkość oczek na dnie 3 mm, po bokach 1,7 mm, na pokrywce 3 mm
- Wyposażony w 28 pionowych prętów podtrzymujących
- Z dwoma rozkładanymi uchwytami do przenoszenia
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Kategoria produktowa	
Wkład na narzędzia laryngologiczne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	240
Ciężar netto w kg	0,66
Ciężar brutto w kg	0,77