

E 374

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi laryngologicznych, jak np. przyłącza inhalacyjne.



- 24 przegródki ok. 45 x 45 mm, 27 przegródek ok. 12 x 12 mm
- Wielkość oczek na dnie: 1,7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511116412 / Numer materiału: 03809800 / Stary numer materiału: 69537401D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na narzędzia laryngologiczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	51
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	63
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	173
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	460
Ciężar netto w kg	1,20
Ciężar brutto w kg	1,20