

E 381

Wózek

do optymalnego umieszczenia materiałów intubacyjnych.



- 20 dysz Ø 4,0 x 30 mm, 5 dysz Ø 2,5 x 30 mm, luzem
- 6 x dysza iniekcyjna E 466 dla worków oddechowych, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x dysza iniekcyjna E 431 dla mieszków, Ø 8,0 x 193 mm
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002511116474 / Numer materiału: 03809890 / Stary numer materiału: 69538101D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi anestezyjologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	6,80
Ciężar brutto w kg	8,70