

E 408

Wózek

do optymalnego umieszczenia do 96 pipet.



- Dla 96 pipet do 450 mm
- Wielkość powierzchni 16 x 16 mm
- W komplecie z ramą o wysokości 150 mm
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem

EAN: 4002511116689 / Numer materiału: 03810130 / Stary numer materiału: 69540801D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek z podłączeniem do suszenia gorącym powietrzem	•
Wózek do pipet	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
<b>Ładowność</b>	
Pipety [ilość]	96
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	5,50
Ciężar brutto w kg	7,10