


UTS

Skrzynka na utensylia

do idealnego czyszczenia małych elementów.



- Z pokrywą
- 3 przegródek o wielkości ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Numer materiału: 03810260 / Stary numer materiału: 69741001D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Inny wkład	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	3
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	93
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	102
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	400
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	605
Ciężar netto w kg	0,75
Ciężar brutto w kg	1,00