

ID 110

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, Ø 3 mm, długość 110 mm.



- Dla koszy i wózków iniekcyjnych
- Dla np. cylindrów miarowych, kolb miarowych i probówek

EAN: 4002511116979 / Numer materiału: 03810330 / Stary numer materiału: 69711001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	111
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Średnica w mm	3
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,01