

ID 180

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, Ø 4 mm, długość 180 mm.



- Dla koszy i wózków iniekcyjnych
- Dla np. cylindrów miarowych, kolb miarowych i probówek

EAN: 4002511117006 / Numer materiału: 03810360 / Stary numer materiału: 69718001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	180
Średnica w mm	4
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,02