


ID 200

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, Ø 6 mm, długość 200 mm.



- Dla koszy i wózków iniekcyjnych
- Dla np. cylindrów miarowych, kolb miarowych i probówek

EAN: 400251117013 / Numer materiału: 03810380 / Stary numer materiału: 69720001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	107
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	200
Średnica w mm	6
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,14