

E 142

Wkład

do umieszczenia różnych narzędzi.



- Siatka druciana 1 mm, oczka 5 mm, rama 5 mm
- Z dwoma rozkładanymi uchwytami do przenoszenia
- Maks. obciążenie wynosi 10 kg

EAN: 4002511115972 / Numer materiału: 03830300 / Stary numer materiału: 69514201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Taca siatkowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	280

E 142
Wkład
do umieszczenia różnych narzędzi.

EAN: 4002511115972 / Numer materiału: 03830300 / Stary numer materiału: 69514201D

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	515
Ciężar netto w kg	0,70
Ciężar brutto w kg	0,86

