


A 2

Siatka przykrywająca  
do unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Dla wkładów 1/2
- Rama metalowa rilsanowana, obciągnięta siatką plastikową
- Wielkość: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Numer materiału: 03830460 / Stary numer materiału: 69500201D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategoria produktowa	
Pokrywka	•
Właściwości produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany, Tworzywo sztuczne
Kolor	Zielony, Biały, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	216
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	456
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	465
Ciężar netto w kg	0,38
Ciężar brutto w kg	0,48