


A 3

Siatka przykrywająca
do przykrycia ładunku we wkładach.



- Rama metalowa rilsanowana, obciągnięta siatką plastikową
- Dla wkładów 1/4
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Numer materiału: 03830470 / Stary numer materiału: 69500301D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategoria produktowa	
Pokrywka	•
Właściwości produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany, Tworzywo sztuczne
Kolor	Zielony, Biały, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	206
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	206
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	200
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	0,32