


AK 12
Wkład
do umieszczenia różnych utensyliów.



- np. dla pomp do odciągania mleka, zlewek oraz lejków

EAN: 4002511115620 / Numer materiału: 03830510 / Stary numer materiału: 69501201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Wkład/moduł na szkło z szeroką szybką	•
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	122
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	224
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	434
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	123
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	315
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	0,74
Ciężar brutto w kg	1,06