


O 187

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- Na wyposażeniu 34 dysze iniekcyjne
- Wysokość załadunku: 170 mm mm*
- Brak możliwości dozowania proszku

* W zależności od szkła laboratoryjnego maks. wysokość załadunku może być mniejsza.

EAN: 4002511808881 / Numer materiału: 03881640 / Stary numer materiału: 69118701D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Maksymalna wysokość załadunku w mm	170
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowość	
Szkló z wąską szyjką [ilość]	34
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	5,60
Ciężar brutto w kg	6,50
Dołączone opakowanie	
E 351 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	34
E 353 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 351 [ilość]	34