

E 416

Wkład

do optymalnego umieszczenia 6 jedno- i dwuczęściowych rozwieraków.

EAN: 4002511803824 / Numer materiału: 03888650 / Stary numer materiału: 69541601D



- Do umieszczenia 66 jedno- i dwuczęściowych rozwieraków
- 7 uchwytów w odstępnie 40 mm
- Do zastosowania w górnym (tylko jednoczęściowe) i dolnym koszu

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na narzędzia ginekologiczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Ładowność	
Rozwieraki ginekologiczne [ilość]	6
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	157
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	178
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	279
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	365
Ciężar netto w kg	0,69
Ciężar brutto w kg	0,97