

MT

Wózki transportowe
do załadunku i rozładunku myjni dezynfektorów.

EAN: 4002511820005 / Numer materiału: 03893140 / Stary numer materiału: 69200102D



- Do składowania i transportowania koszy i wkładów
- 4 poziomy, które można przestawiać i 102,5 mm
- 4 kółka jezdne z blokadą
- Wymiary załadunkowe 549 x 599 mm

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
System przechowywania/transportu	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1985
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	662
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	616
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	2030
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	680
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	680
Ciężar netto w kg	23,00
Ciężar brutto w kg	29,00