


A 14

Pokrywka

do unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Pokrywka ze stali szlachetnej
- Sztancowanie 7 x 7 mm, mostek 3 mm

EAN: 4002511860995 / Numer materiału: 03981970 / Stary numer materiału: 69745002D

<b>Przynależność produktu</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Pokrywka	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,20
Ciężar brutto w kg	0,29