


A 16

Pokrywka

do unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Siatka druciana 1 mm, oczka 5 mm, rama 4 mm

EAN: 4002511860971 / Numer materiału: 03981990 / Stary numer materiału: 69745004D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	19
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	215
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	255
Ciężar netto w kg	0,15
Ciężar brutto w kg	0,30