

E 448

Wąż silikonowy  
do optymalnego czyszczenia różnych narzędzi.



- Adapter luer-lock, męski
- Długość 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Dysza płucząca, gwint 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Numer materiału: 04203880 / Stary numer materiału: 69744801D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Przezroczysty
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	8
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	8
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	125
Średnica w mm	10
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,02