

E 451

Taca siatkowa

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi.



- Szalka siatkowa z pokrywą na drobne elementy
- Siatka drucziana: 1 mm na dnie, 0,8 mm po bokach, 1 mm na pokrywie
- Wielkość oczek: 3 mm na dnie, 1,7 mm po bokach, 3 mm na pokrywie

EAN: 4002511908154 / Numer materiału: 04203910 /
Stary numer materiału: 69545101D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Taca siatkowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	245
Ciężar netto w kg	0,79
Ciężar brutto w kg	0,85