

E 452

Dysza iniekcyjna

do optymalnego czyszczenia różnego ładunku.



- Do wózków iniekcyjnych, z gwintem

EAN: 4002511908499 / Numer materiału: 04203920 / Stary numer materiału: 69745201D

| Przynależność produktu | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Dysza iniekcyjna | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych | • |
| Przygotowywanie narzędzi z pustką | • |
| Zdolności produkcyjne | |
| Narzędzia z pustką [ilość] | 1 |
| Standardowe przyłącze elektr. | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 0 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 0 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 60 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 12 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 80 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 120 |
| Ciężar netto w kg | 0,00 |
| Ciężar brutto w kg | 0,01 |