

E 454

Dysza iniekcyjna

do optymalnego czyszczenia różnego ładunku, np. tulei trokarów.



- Do tulei trokarów z \varnothing 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Ze sprężyną do regulacji wysokości

EAN: 4002511908512 / Numer materiału: 04203940 / Stary numer materiału: 69745401D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Średnica w mm	8
Ciężar netto w kg	0,03
Ciężar brutto w kg	0,04