


E 456

Sprężyna otwierająca
do idealnego mocowania otwartych narzędzi MIC.



EAN: 4002511908536 / Numer materiału: 04203960 / Stary numer materiału: 69745601D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Uchwyt	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	2
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	144
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,01