

E 458

Wkład

do optymalnego umieszczenia smoczków do nakrętek.



- Na 36 smoczków do nakrętek
- 36 przegródek po ?? x ??
- Ze rozkładaną i zamykaną pokrywą

EAN: 4002511919358 / Numer materiału: 04235200 / Stary numer materiału: 69545801D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	36
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	63
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	215
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	450
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	220
Ciężar netto w kg	1,50
Ciężar brutto w kg	1,60