

E 457

Wkład

do optymalnego umieszczenia rozłożonych narzędzi MIC.



- Dla np. 12 rękojeści oraz wkładek roboczych
- Dno z siatki drucianej o wielkości oczek 3 mm, boki zamknięte
- Wspawany uchwyt na 8-12 rękojeści, zmienny podział
- 3 poprzeczki do uładania i mocowania

EAN: 4002512067331 / Numer materiału: 04618030 / Stary numer materiału: 69545702D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	192
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	490
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	62
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	1,75
Ciężar brutto w kg	2,02