

E 800

Wkład

do optymalnego umieszczenia 3 szalek siatkowych lub nerkowych.



- Na wyposażeniu 4 uchwyty
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002512087773 / Numer materiału: 04637720 / Stary numer materiału: 69580001D

<b>Przynależność produktu</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Wkład na tace siatkowe	•
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Tacki nerkowe [ilość]	3
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	430
Ciężar netto w kg	0,29
Ciężar brutto w kg	0,49