


E 803

Wkład

do optymalnego umieszczenia rozwieraków do uszu i nosa.

EAN: 4002512087735 / Numer materiału: 04637750 / Stary numer materiału: 69580301D



- 160 przegródek ok 13 x 13 mm
- Wielkość oczek na dnie: 1,7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

| | |
|--|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8534 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład na narzędzia laryngologiczne | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Ilość przegródek | 160 |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 63 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 165 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 317 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 80 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 220 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 450 |
| Ciężar netto w kg | 1,25 |
| Ciężar brutto w kg | 1,30 |