


E 803

Wkład

do optymalnego umieszczenia rozwieraków do uszu i nosa.

EAN: 4002512087735 / Numer materiału: 04637750 / Stary numer materiału: 69580301D



- 160 przegródek ok 13 x 13 mm
- Wielkość oczek na dnie: 1,7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na narzędzia laryngologiczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	160
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	63
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	317
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Ciężar netto w kg	1,25
Ciężar brutto w kg	1,30