

## FFK 01

Skrzynka filtrująca kłaczki ze stali szlachetnej do odfiltrowania kłaczek i większych cząstek z kąpieli piorącej.

EAN: 4002512085953 / Numer materiału: 04637900 / Stary numer materiału: 59510022D



- Do stosowania przy silnie zabrudzonych tekstyliach\*
- Pojemność ok. 70 litrów
- Do podłączenia do pralnic montowanych na cokole
- Łatwo wyjmowane sito do kłaczek wykonane ze stali szlachetnej
- $\varnothing$  króćca przyłączeniowego 7,5 cm

\* Dla bezusterkowego działania FFK 01 zastosowana pralnica musi być ustawiona na podbudowie.

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Kategoria produktowa	
Filtrowanie kłaczek	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	541
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	295
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	585

FFK 01

Skrzynka filtrująca kłaczki ze stali szlachetnej  
do odfiltrowania kłaczków i większych cząstek z kąpieli piorącej.

EAN: 4002512085953 / Numer materiału: 04637900 / Stary numer materiału: 59510022D



Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	700
Ciężar netto [kg]	12,00
Ciężar brutto w kg	13,00