

E 941

Wózek

do umieszczenia modułów na 2 poziomach.



- W zależności od wielkości ładunku do 2 modułów na każdy poziom
- Podłączenie wózka do doprowadzenia wody i powietrza suszącego
- Wymiary ładunku obydwu poziomów różnią się

EAN: 4002512273411 / Numer materiału: 04812530 / Stary numer materiału: 69594101D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi ortopedycznych	•
Pozostałe wózki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	421
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	619
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	16,30
Ciężar brutto w kg	26,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1