

E 460

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi MIC.



- Dla sztywnej optyki o różnej długości
- Oczka na dnie 8 x 1 mm, po bokach/na pokrywce 7 x 7 x 3 mm
- Z 3 uchwytami do umieszczenia 2 elementów sztywnej optyki

EAN: 4002512183383 / Numer materiału: 04861390 / Stary numer materiału: 69546001D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Inny wkład	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	53
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	430
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	0,71
Ciężar brutto w kg	0,94