


E 930

Wkład

do optymalnego umieszczenia 36 par butów operacyjnych do rozmiaru 44.



- Dla wózka E 975/2 na dolnym poziomie
- 36 uchwytów, wysokość 280 mm

EAN: 4002512257145 / Numer materiału: 05001360 / Stary numer materiału: 69593001D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria produktowa	
Wkład na obuwiu operacyjne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwiu operacyjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Obuwie operacyjne [ilość]	36
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	289
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	586
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	752
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	770
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1000
Ciężar netto w kg	3,65
Ciężar brutto w kg	5,70