

DGGL 1

Pojemnik perforowany

Do wszystkich urządzeń do gotowania na parze DG oprócz DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Numer materiału: 05001370 / Stary numer materiału: 22996084D



- Do gotowania warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków bez wody
- Idealne do rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych
- Pojemność: 1,5 l, pojemność użytkowa: 0,9 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 325 x 176 x 40 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji