

DGG 2

Pojemnik bez perforacji

Do wszystkich urządzeń do gotowania na parze DG oprócz DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Numer materiału: 05001390 / Stary numer materiału: 22996085D



- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Pojemność: 2,5 l, pojemność użytkowa: 2,0 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 325 x 176 x 60 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji