

DGG 3

Pojemnik bez perforacji

Do wszystkich urządzeń do gotowania na parze DG oprócz DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Numer materiału: 05001400 / Stary numer materiału: 22996086D



- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 325 x 265 x 65 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji