

E 467

Tuleja płucząca

dla narzędzi MIC/szczypiec zatraskowych, długość 205 mm, Ø 11 mm.



EAN: 4002512274340 / Numer materiału: 05039640 /

Stary numer materiału: 69546701D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Tuleja płucząca	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	180
Średnica w mm	11
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,02