

E 468

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych utensyliów.



- Z siatki zgrzewanej/stali szlachetnej z pokrywą i przegródką
- Wielkość oczek 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Numer materiału: 05043640 / Stary numer materiału: 69546801D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Taca siatkowa	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,67
Ciężar brutto w kg	0,82