

E 484

Wkład

do umieszczenia różnych utensyliów.



- Siatka druciana 1,4 mm, oczka 8 mm
- Możliwość wyposażenia w uchwyty: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Numer materiału: 05109190 / Stary numer materiału: 69548401D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Ładowność	
Obuwie operacyjne [ilość]	16
Miski [ilość]	4
Tacki nerkowe [ilość]	9
Maski oddechowe [ilość]	9
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	2,97
Ciężar brutto w kg	3,78