

E 485
Uchwyt
do optymalnego umieszczenia 3 szalek nerkowych.



EAN: 4002512398725 / Numer materiału: 05109210 / Stary numer materiału: 69548501D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Zdolności produkcyjne	
Tacki nerkowe [ilość]	3
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	464
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	0,41
Ciężar brutto w kg	0,56