

E 486

Uchwyt

do optymalnego umieszczenia misek.



- Do umieszczenia 1 misek
- Uchwyt pasuje do wkładu E 484

EAN: 4002512398732 / Numer materiału: 05109230 / Stary numer materiału: 69548601D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie misek	•
Ładowność	
Miski [ilość]	1
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	275
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	464
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	465
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	25
Ciężar netto w kg	0,21
Ciężar brutto w kg	0,43