


E 487

Uchwyt

do optymalnego umieszczenia 4 par butów operacyjnych o wysokości do 280 mm.



EAN: 4002512398749 / Numer materiału: 05109250 / Stary numer materiału: 69548701D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Obuwie operacyjne [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	464
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	25
Ciężar netto w kg	0,37
Ciężar brutto w kg	0,52