

AUF 1

Gniazdo

do optymalnego przygotowania narzędzi napędowych w górnym koszu O 177/1.



- Nadaje się również do stosowania z adapterem A 801 w górnym koszu A 105/1
- Składa się z: uszczelki, tulei gwintowanej, klamry
- Dolna część gniazda, górna część gniazda, 5 płytek filtracyjnych

EAN: 4002512427517 / Numer materiału: 05159510 / Stary numer materiału: 68551101D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Urządzenie czyszczące, małe, dentystyczne	•
Termodezynfektory stomatologiczne SlimLine	•
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo ew. adapter dla narzędzi transmisyjnych	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,60
Ciężar brutto w kg	0,94
Dołączone opakowanie	
Płytką filtrująca FP	•