

AUF 1

Gniazdo

do optymalnego przygotowania narzędzi napędowych w górnym koszu O 177/1.



- Składa się z: uszczelki, tulei gwintowanej, klamry
- Dolna część gniazda, górna część gniazda, 5 płytek filtracyjnych

EAN: 4002512427517 / Numer materiału: 05159510 / Stary numer materiału: 68551101D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo ew. adapter dla narzędzi transmisyjnych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	100
Ciężar netto w kg	0,90
Ciężar brutto w kg	1,84
Dołączone opakowanie	
Płytki filtrująca FP	•