

E 702

Nasadka

do zwiększenia pojemności o dwie kolejne szalki siatkowe.



- Kolejny poziom dla wózka E 525/2 lub E 701/2
- Do umieszczenia 2 kolejnych tac siatkowych DIN

EAN: 4002512400831 / Numer materiału: 05221490 / Stary numer materiału: 69570201D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	2
Tace siatkowe SPRI [ilość]	1
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	260
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	535
Ciężar netto w kg	3,50
Ciężar brutto w kg	4,50