

E 713

Wózek

do umieszczenia 2 kontenerów DIN z pokrywami i 4 tac siatkowych na 3 poziomach.



- 2 zainstalowane ramiona spryskujące
- Zróżnicowane wymiary ładunkowe poszczególnych poziomów
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)
- Z przyłączem dla 5 narzędzi z pustką
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem

EAN: 4002512401944 / Numer materiału: 05221550 / Stary numer materiału: 69571301D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Wózek do kontenerów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie kontenerów	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	4
Tace siatkowe SPRI [ilość]	2
Kontenery DIN wysokość 15 cm [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	680
Ciężar netto w kg	9,70
Ciężar brutto w kg	10,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1