

E 496

Dysza iniekcyjna
z zaczepami dla materiałów intubacyjnych.



EAN: 4002512365970 / Numer materiału: 05235490 / Stary numer materiału: 69749601D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	30
Średnica w mm	4
Ciężar netto w kg	0,75
Ciężar brutto w kg	0,90